



PRESSALIT®

Pressalit Trend inkl. Pressalit Sway D2 994
Vägghängd toalett med circular flush, inkl.
toalettsits
Toalettsits med soft close, lift-off och
antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

Varunummer



CP994011CF
VVS: 613326500
NRF: 1462969
RSK: 7822116
EAN: 5708590396903

Pressalit Trend Combi Pack med Sway D2-sits erbjuder en perfekt kombination av minimalistisk elegans och avancerad funktionalitet. Den kantlösa vägghängda toaletten med Circular Flush ger tyst, stänkfri spolning och hög hygien. Den prisbelönta Sway D2-sitsen är tunn och elegant, matchar skålens moderna design och ger utmärkt komfort. Soft Close säkerställer en mjuk och ljudlös stängning, medan Lift-Off gör rengöringen enkel. Pressalit ANTIBAC är ett integrerat antibakteriellt tillsatsmedel i sitsens material, vilket bidrar till att minska bakterietillväxten och upprätthålla god hygien. Denna kombination är idealisk för moderna badrum där design och funktion är lika viktiga och skapar en elegant, lättskött lösning för vardagen.




Färg

Vit



*20 mm / ** 40 mm





PRESSALIT®

Pressalit Trend inkl. Pressalit Sway D2 994
Vägghängd toalett med circular flush, inkl.
toalettsits
Toalettsits med soft close, lift-off och
antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

Material	TOALETTSKÅL: Porslin TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på $0,08 \text{ mg/m}^3$. ANTIBAKTERIELL: Denna toalettsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocid silverfosfatglas, som hjälper till att hämma bakterietillväxt. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET (gäller endast för toalettsitsar med soft close): Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål och termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vikt	32,035 kg
Kartong storlek	540x410x510 mm
Vikt per kolli	34,704 kg
Vikt per kolli	34,704 kg
Antal per kolli	1
Kolli per pall	5
Antal per pall	5



PRESSALIT®

Pressalit Trend inkl. Pressalit Sway D2 994
Vägghängd toalett med circular flush, inkl.
**toalettsits

Toalettsits med soft close, lift-off och**
antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på toalettsitsar och 5 års garanti på toalettstolar mot uppvisande av giltigt inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där produkten köptes. Garantin omfattar material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som kan uppstå vid korrekt användning och rengöring av produkten. Pressalit förbehåller sig rätten att undersöka produkten på vår fabrik. Vid en berättigad reklamation kommer Pressalit antingen att:
- skicka reservdelar, eller
- byta ut produkten mot samma eller en liknande modell.
Om färgen på toalettsitsen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att leverera en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att i stället återbetala inköpspriset.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com
