



# PRESSALIT®

---

## Buffer voor zitting, ovaal, grijs

---

### Artikelnummer

A4011  
VVS: 616810311  
EAN: 5708590180403



---

### Product capaciteit

---

**Gewicht** 0,0043 kg

**Gewicht per stuk** 0,0043 kg

**Gewicht per colli** 13,76 kg

**Aantal per colli** 3200

**Aantal per pallet** 0

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

# PRESSALIT®