



# PRESSALIT®

---

## Tampon à enfoncer pour abattant, ovale, gris

---

### Numéro article

A4074  
VVS: 616810319  
EAN: 5708590335353



---

### Capacité du produit

---

**Poids net** 0,0025 kg

**Poids de carton** 0,0025 kg

**Poids de colis** 20 kg

**Nombre par colis** 8000

**Nombre par palette** 0

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

# PRESSALIT®