




PRESSALIT®

Product Varunummer	TMA 4 armstöd till montering på toalett R1196112
Färg	VVS:615726112 NRF:1617307 EAN:5708590397160 Antracitgrå
Beskrivning	 TMA armstöd finns i olika bredder och modeller med eller utan toalettsits. TMA 4 armstöd för montering på toalett. Antracitgrå handtag. Inkl. två toalettpappershållare. Exkl. beslag. Bottenmontering. Passar Gustavsberg Nautic 1546 toilet Rekommenderas med toalettsitsar: Pressalit Sign 553011-DN1999 Pressalit Sign 553112-DN1999 Pressalit Sign 554011-DN1999 Pressalit Sign 554112-DN1999
Justerbar Produktkapacitet	Fast höjd Maximal användarvikt (MUM): 200 kg. Armstöden är testade enligt ISO/FDIS 17966:2025
Material Ergonomi Funktioner	Rostfritt stål Aluminium Polyuretan Rejåla stöd och handtag som ger bra stöd och komfort för händer och armar. TMA 4 har individuellt fällbara armstöd, vilket möjliggör flexibel justering och enkel åtkomst anpassad efter olika användares behov och vårdssituationer. Armstöden ger stabil och pålitlig stöd, medan de ergonomiskt utformade handtagen säkerställer hög komfort för både händer och armar under användning.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

Product	TMA 4 armstöd till montering på toalett
Varunummer	R1196112
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.

pressalit.com