




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Public Classic Tvålpump, 1100 ml, borstat stål PY30710
Beskrivning	<p>VVS:774565115 NRF:1438642 RSK:8920388 EAN:5708590392325</p>  <p>Tvålpump i rostfritt stål för väggmontering. Droppfri enhandstvålpump med 1100 ml behållare. Utformad för vanlig flytande tvål eller handkräm. Låsbar lösning. Inkl. monteringsatts.</p>
Material	Europeiskt rostfritt stål (AISI 316L)
Garanti Rengöring	<p>2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.</p> <p>Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p>

pressalit.com