




# PRESSALIT®

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b> | TMA 2 armstøtte til montering på toilet, bredere pasform<br>R1191112000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Farve</b>                        | VVS:615724100<br>NRF:6190325<br>EAN:5708590376240<br>HMI: 130727<br>DB: 2510918<br>FDA: ILS/D135866<br>Hvid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktbeskrivelse</b>           |  <p>TMA-armstøtter fås i forskellige bredder og modeller med eller uden toiletsæde.</p> <p>TMA 2 armstøtter til montering på toilet, inkl. BL1999 beslag. Grå håndtag.<br/>BL1-beslag anbefales kun med R26, R27, R28, R29, R37 eller R38.</p>                                                                                                                                    |
| <b>Justerbarhed</b>                 | Fastmonteret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Materialer</b>                   | Pulverlakeret, rustfrit stål.<br>Blød polyuretan.<br><i>Brændbarhedstestet (ISO 8191-1). Testrapport tilgængelig.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ergonomi</b>                     | Solide greb der giver god støtte, og de polstrede håndtag giver komfort for hænder og arme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Funktioner</b>                   | Armstøtterne kan slås individuelt op.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Garanti</b>                      | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rengøring</b>                    | Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring.<br>Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.<br><br>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. |



# PRESSALIT®

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | TMA 2 armstøtte til montering på toilet, bredere pasform |
| <b>Varenummer</b> | R1191112000                                              |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®

16. august 2026