



# PRESSALIT®


---

**Dämpfersatz Absenkautomatik (2,0/2,5) - Neues Scharnier erforderlich**

---

**Produktnummer**

A9322  
EAN:5708590356105



---

**Produktkapazität**

---

**Gewicht**

0,25 kg

**Gewicht, brutto**

0,25 kg

**Gewicht pro kolli**

0 kg

**Stück per kolli**

0

**Stück pro Palette**

0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz-und Druckfehler sind vorbehalten.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

# PRESSALIT®