




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Pressalit Public Universal Seifenspender mit Sensor, 850 ml, gebürsteter Stahl PZ30715
Produkt- beschreibung	VVS: 774566215 NRF: 1438658 RSK: 8920590 EAN: 5708590396347  Seifenspender mit Edeltahlsensor für die Wandmontage. Tropffreie Seifenpumpe mit 850-ml-Behälter. Geeignet für normale Flüssigseife oder Handcreme. Abschließbare Lösung. Inklusive Montageset.
Materialien	Europäischer rostfreier Stahl (AISI 316L)
Garantie Reinigung	Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach. Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com