




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Public Premium Hygienpapperskorg 4 l, polerat stål PX10925
Beskrivning	<p>VVS: 777743440 NRF: 1438636 RSK: 8920363 EAN: 5708590392127</p>  <p>Väggmonterad hygienpapperskorg med integrerad påsdispenser på sidan, avtagbar 4-liters sanitetsbehållare och gångjärnsföret lock. Inkl. monteringsatts och en låda med sanitetspåsar av plast.</p>
Material	Europeiskt rostfritt stål (AISI 304)
Garanti Rengöring	<p>2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.</p> <p>Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p>

pressalit.com