




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Style Toalettborste, borstad mässing/vit PR70810
Beskrivning	VVS: 778496005 NRF: 7001569 RSK: 8714315 EAN: 5708590377568 DB: 2266885  Låt elegansen och din personliga stil skina igenom med Pressalit Style. De långa, eleganta och grafiska silhuetterna ger dig ett spännande uttryck i badrummet som inte bara är ett estetiskt lyft - utan visar även att du har fattat ett aktivt beslut om att låta extraordinär dansk design ingå i din heminredning. Produkterna är enkla att montera med medföljande skruvar eller med lim som kan köpas till. Ge badrummet ett extra lyft med den vackert designade toalettborsten, som kan stå på golvet eller hängas upp på väggen. Diskret gummiring under botten säkerställer att toalettborsten står stadigt på golvet.
Material	Rostfritt stål AISI 304, Aluminium, Zink och PP
Garanti Rengöring	2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel. Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.



PRESSALIT®

Product	Pressalit Style Toalettborste, borstad mässing/vit
Varunummer	PR70810

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

24. september 2026