




Product Varunummer	TMA 2 armstöd till montering på toalett, bredare passform R1191112000
Färg	VVS:615724100 NRF:6190325 EAN:5708590376240 HMI: 130727 DB: 2510918 FDA:ILS/D135866 Vit
Beskrivning	 <p>TMA armstöd finns i olika bredder och modeller med eller utan toalettsits.</p> <p>TMA 2 toalettarmstöd för montering på Toalett. Med BL1999 beslag. Mörkgrå handtag.</p> <p>BL1 beslag som endast rekommenderas tillsammans med toalettsits R26, R27, R28, R29, R37 eller R38.</p>
Justerbar	Fast höjd
Material	Pulverlackerad rostfritt stål. Mjuk polyuretan. <i>Brännbarhetstestad (ISO 8191-1). Testrapport tillgänglig.</i>
Ergonomi	Rejåla grepp som ger bra stöd, och vadderade handtag ger komfort för händer och armar.
Funktioner	Armstöden kan fällas upp individuellt.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbelägningen kan uppstå.</p>



PRESSALIT®

Product	TMA 2 armstöd till montering på toalett, bredare passform
Varunummer	R1191112000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®