





# PRESSALIT®

<b>Produkt Varenummer</b>	Ombygningskit til manuelt PLUS vaskophæng/brusesæde RT745
<b>Produktbeskrivelse</b>	EAN:5708590329970  300 x 175 x 32 mm  100 x 38 x 39 mm Ombygningskit til manuelt PLUS vaskophæng/brusesæde Ombygningskit til konvertering af manuelt højdejusterbart PLUS vaskophæng/brusesæde til højde-/sideværts justerbart vaskophæng/brusesæde
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®