




# PRESSALIT®

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b> | TMA 1 toiletsteunen voor montage op toilet<br>R1170000                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kleur</b>                           | VVS:615723200<br>NRF:6191649<br>RSK:7828180<br>EAN:5708590211701<br>HMI: 35270<br>NBS:N13:436<br>FDA:ILS/D135866<br>Wit                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beschrijving</b>                    |  <p>TMA toiletsteunen zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en modellen met of zonder toiletzitting.</p> <p>TMA 1 toiletsteunen voor montage op toilet, incl. R37 Dania toiletzitting.<br/>Met BL1999 scharnier. Donkergrijze handvatten.</p> |
| <b>Verstelbaarheid</b>                 | Vaste montage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Materialen</b>                      | Gepoedercoat roestvrij staal.<br>Zacht polyurethaan.<br>Ontvlambaarheid getest (ISO 8191-1). Testrapport beschikbaar.<br>Zitting/deksel in duroplast kunststof (ureum).                                                                                                                                                                |
| <b>Ergonomy</b>                        | De opklapbare toiletsteunen geven een goede ondersteuning en de gevormde handvatten zijn comfortabel voor de handen en armen.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Functie</b>                         | De toiletsteunen kunnen individueel worden opgeklapt.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Garantie</b>                        | Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Reiniging</b>                       | Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel.<br>Gebruik geen chloorhoudende, bijtende of schurende reinigingsmiddelen aangezien dit kan leiden tot oppervlak beschadigd.                                                                                                                  |



# PRESSALIT®

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Product</b>       | TMA 1 toiletsteunen voor montage op toilet |
| <b>Artikelnummer</b> | R1170000                                   |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

## PRESSALIT®