





Universal hinge

Artikelnummer

B83P999
EAN:5708590301907

Kenmerken

Universal hinge



Product capaciteit

Gewicht

0,196 kg

Gewicht per stuk

0,196 kg

Gewicht per colli

0 kg

Aantal per colli

0

Aantal per pallet

0

Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com