



PRESSALIT®

Pressalit Style D2 1206

**WC-Sitz mit Absenkautomatik, Lift-off-Funktion und antibakterielle Wirkung, mit Scharnieren aus Edelstahl

Inkl. Design-Embleme, Chrom und Schwarz**

Funktionen

Lift-off, Absenkautomatik

Produktnummer

1206111-DN2999
VVS:615099111
NRF:1476358
RSK:7824134
EAN:5708590397481

Pressalit Style D2 ist für alle entwickelt, die mehr als nur einen WC-Sitz möchten. Sein schlankes, elegantes Profil sorgt für einen leichten und exklusiven Ausdruck, der jedes moderne Bad ergänzt.

Mit austauschbaren seitlichen Design-Emblemen kannst du einen einheitlichen Look mit deinen übrigen Pressalit Style Accessoires und Badzubehör schaffen und die Details an deinen persönlichen Geschmack anpassen. Der Sitz wird mit zwei Sets von Design-Emblemen geliefert, sodass du Farbe und Ausdruck jederzeit ganz einfach verändern kannst. Weitere Design-Embleme in anderen Farben und Oberflächen sind separat erhältlich.

Pressalit Style D2 ist in sechs wunderschönen Farben erhältlich: Weiß, Mattweiß, Schwarz, Mattschwarz, Matt Dusty Green und Matt Taupe. Diese Farbtöne ermöglichen dir, genau die Atmosphäre zu schaffen, die du dir für dein Bad wünschst.

Hinter dem Design stehen die bekannte Pressalit Qualität, eine 10-jährige Garantie sowie Funktionen wie Absenkautomatik für ein leises, hochwertiges Schließen und Lift-off für eine einfache und gründliche Reinigung. Zusätzlich sorgt Pressalit SteadyFix® für besondere Stabilität.



Farbe

Schwarz (RAL 9005)

Beschreibung

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "Pressalit Style D2", Art. Nr. 1206 aus durchgefärbtem Duroplast mit Antibakterielle Wirkung, mit eingebaute Dämpfung, mit DN2 Universalscharnieren für lift-off aus Edelstahl.




- Scharnierabstand: 144-224 mm
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- 10 Jahre Garantie



PRESSALIT®

Pressalit Style D2 1206
WC-Sitz mit Absenkautomatik, Lift-off-Funktion und antibakterielle
**Wirkung, mit Scharnieren aus Edelstahl

Inkl. Design-**
Embleme, Chrom und Schwarz



Design Typ	Sandwich
Designer	Pressalit
Design Jahr	2025
Materialien	WC-SITZ: Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd). UF-Kunststoff besteht zu ca. 70% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 30 % aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Freies Formaldehyd verdampft während des Produktionsprozesses. Pressalit WC-Sitze wurden nach der Aushärtung ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemessen und liegen deutlich unter dem in der EU zulässigen Grenzwert von $0,08 \text{ mg/m}^3$. ANTIBAKTERIELL: Dieser WC-Sitz enthält einen antibakteriellen Zusatzstoff mit biozidem Silberphosphatglas, der das Bakterienwachstum hemmt. PUFFER: EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat). DÄMPFUNGSSET: Hydraulischer Dämpfer mit einem Dämpfergehäuse aus Edelstahl oder Thermoplast, ausgestattet mit Kunststoffteilen aus Thermoplast. SCHARNIERE: Rostfreier Edelstahl und Thermoplast.
Produktkapazität	Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
Gewicht	2,665 kg
Kartonmaße	457x389x68 mm
Gewicht, brutto	3,089 kg
Maße pro kolli	469x401x348 mm



PRESSALIT®

Pressalit Style D2 1206
WC-Sitz mit Absenkautomatik, Lift-off-Funktion und antibakterielle
**Wirkung, mit Scharnieren aus Edelstahl

Inkl. Design-**
Embleme, Chrom und Schwarz

Gewicht pro kolli 15,445 kg

Stück per kolli 5

Kolli pro Palette 18

Stück pro Palette 90

Reinigung Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.

Garantie Pressalit gewährt Ihnen auf Ihren WC-Sitz unter Vorlage des Kaufbeleges eine Garantie von 10 Jahren. Sie sollten sich im Falle einer Beschwerde an den Händler oder das Geschäft wenden, in dem Sie den Sitz gekauft haben. Sollten bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege des Pressalit WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- und/ oder Fabrikationsfehler und/oder Funktionseinschränkungen auftreten (wir behalten uns das Recht vor, die Ware in unserem Werk prüfen zu lassen), senden wir Ihnen entsprechende Ersatzteile zu oder tauschen den WC-Sitz gegen das gleiche oder ein ähnliches Modell um. Sollte die Farbe nicht mehr erhältlich sein, behalten wir uns vor, den Sitz in die Farbe Weiß zu tauschen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Wenn kein Ersatz für den Umtausch Ihres WC-Sitzes von Pressalit zur Verfügung gestellt werden kann, ist Pressalit berechtigt, stattdessen die Kaufsumme über Ihren Bezugsweg zurück zu erstatten.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com
