




PRESSALIT®

Vast scharnier

Artikelnummer

D94999
EAN: 5708590300825



Product capaciteit

Gewicht	0,181 kg
Gewicht per stuk	0,181 kg
Gewicht per colli	0 kg
Aantal per colli	0
Aantal per pallet	0

Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com

PRESSALIT®