



# PRESSALIT®

---

## Puffer für Deckel, oval, weiß

---

### Produktnummer

A4023000  
VVS: 616810329  
EAN: 5708590193366



---

### Produktkapazität

---

**Gewicht** 0,0017 kg

**Gewicht, brutto** 0,0017 kg

**Gewicht pro kolli** 13,6 kg

**Stück per kolli** 8000

**Stück pro Palette** 0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

# PRESSALIT®