




Produkt Produktnummer	TMA 1 Armstütze zur Montage auf Toilette R1170000
Farbe	VVS:615723200 NRF:6191649 RSK:7828180 EAN:5708590211701 HMI: 35270 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Weiß
Produkt- beschreibung	Die TMA-Armstützen gibt es in verschiedenen Breiten und in Modellen mit oder ohne Toilettensitz. TMA 1 Armstütze für Montage auf Toilette, inkl. R37 Dania WC-Sitz mit BL1999 Scharnier. Dunkelgraue Griffe
Verstellung	Festmontage
Materialien	Pulverbeschichteter Edelstahl. Weiches Polyurethan. <i>Entflammbarkeitsgeprüft (ISO 8191-1). Testbericht verfügbar.</i> WC-Sitz und Deckel in Duroplast (Ureaformaldehyd).
Ergonomie	Die soliden Armstützen geben guten Halt und die gepolsterten Griffe sind angenehm für Arme und Hände.
Funktionen	Die Armstützen sind individuell hochklappbar.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.





PRESSALIT®

Produkt	TMA 1 Armstütze zur Montage auf Toilette
Produktnummer	R1170000
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.

pressalit.com