



PRESSALIT®


Spezialscharnier

Produktnummer

D92999
VVS: 616810934
EAN: 5708590300474

Beschreibung

Spezialscharnier

**Produktkapazität****Gewicht**

0,298 kg

Gewicht, brutto

0,298 kg

Gewicht pro kolli

0 kg

Stück per kolli

0

Stück pro Palette

0

Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com