



PRESSALIT®


Ändpropp emblem**Ändpropp ABS m/ytbehandlingar: 2 svarta, 2 krom, 2 mattkrom, 2 matt svarta**

Varunummer

A10080

EAN:5708590370415

Med dessa emblem säkrar du att din toaletsits matchar dina övriga badrumstilbehör, när det gäller ytbehandlingar. Passar till modellerna S1058, S1060, S1062, S1064, S1068.



Produktkapacitet

Vikt

0 kg

Vikt per kolli

0 kg

Vikt per kolli

0 kg

Antal per kolli

0

Antal per pall

0

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®