



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Pressalit Choice Reserverolhouder, geborsteld messing Q70260
Beschrijving	VVS: 776591205 NRF: 7001079 RSK: 8744116 EAN: 5708590372211 DB: 2173270  Laat de serie Pressalit Choice badkameraccessoires het decor van uw badkamer naar een hoger niveau tillen en samenhang creëren met een tijdloze uitstraling. Je krijgt een compleet assortiment accessoires voor elke badkamer.
Materialen	Roestvrijstaal AISI304, montage huls uit messing
Garantie Reiniging	Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven. Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com