



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Pressalit Choice Handdoekhaakje, pen, 2 stuks, geborsteld staal Q30150
Beschrijving	VVS:775295200 NRF:6190945 RSK:8754887 EAN:5708590336961  Laat de serie Pressalit Choice badkameraccessoires het decor van uw badkamer naar een hoger niveau tillen en samenhang creëren met een tijdloze uitstraling. Je krijgt een compleet assortiment accessoires voor elke badkamer. Geniet van samenhang in je hele huis en gebruik de elegante handdoekhaak zowel in de badkamer als in de keuken.
Materialen	Roestvrijstaal AISI304, montage huls uit messing
Garantie Reiniging	Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven. Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com