




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	Pressalit Public Classic Affaldspand 34 l, poleret stål PY10910
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>VVS: 777744340 RSK: 8920385 EAN: 5708590392295</p>  <p>Affaldsspand af robust, rustfrit stål. Rustfrit stålhus med afrundede kanter. Udstyret med aftagelig, vaskbar stofpose af polypropylen. Kapacitet ca. 34 liter. Montering kan ske med lim eller med to skruer. Der er desuden mulighed for montering med ekstra tyverisikring i bagvæggen. Inkl. monteringsæt.</p>
<b>Materialer</b>	Europæisk rustfrit stål (AISI 304)
<b>Garanti</b> <b>Rengøring</b>	<p>Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabriktionsfejl.</p> <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>

[pressalit.com](http://pressalit.com)