




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Puslemadras 1350 mm R8705432
Farve	VVS: 777630832 RSK: 8565140 EAN: 5708590366173 HMI: 125814 Mellemgrå
Produktbeskrivelse	 Madraser til puslebordet fås i flere farver og i længder, der er tilpasset de forskellige puslebordslængder. Puslemadras, ftalatfri, 760 mm x 1350 mm x 30 mm, til 1800 mm puslebord med sanitet.
Materialer	Betræk: Techmadin, ftalatfri Fyld: Skum
Rengøring	Betræk: Techmadin, ftalatfri Daglig rengøring med sæbevand og efterfølgende aftørring med en fugtig klud, samt regelmæssig vask ved 60-90 grader uden brug af skyllemiddel. Krympning efter vask kan forekomme. Vend IKKE vrangen ud ved vask. Kan tørretumbles ved max. 60 grader. Kan desinficeres med antiseptiske vådservietter. Alkohol % < 70. Brug ikke desinfektionsmidler, der er beregnet til hårde overflader. Fyld: (skum) Skummet indeholder kun DINP-blødgørere, der er godkendt af EU til brug i børneartikler. Skummet må ikke vaskes. Madrassen må af hygiejnemæssige årsager ikke bruges uden betrækket.



PRESSALIT®

Produkt	Puslemadras 1350 mm
Varenummer	R8705432

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®