




<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	TMA 2 armstøtte til montering på toilet, bredere pasform R1191112000
<b>Farve</b>	VVS:615724100 NRF:6190325 EAN:5708590376240 HMI: 130727 DB: 2510918 FDA:ILS/D135866 Hvid
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>TMA-armstøtter fås i forskellige bredder og modeller med eller uden toiletsæde.</p> <p>TMA 2 armstøtter til montering på toilet, inkl. BL1999 beslag. Grå håndtag. BL1-beslag anbefales kun med R26, R27, R28, R29, R37 eller R38.</p>
<b>Justerbarhed</b>	Fastmonteret
<b>Materialer</b>	Pulverlakeret, rustfrit stål. Blød polyuretan. <i>Brændbarhedstestet (ISO 8191-1). Testrapport tilgængelig.</i>
<b>Ergonomi</b>	Solide greb der giver god støtte, og de polstrede håndtag giver komfort for hænder og arme.
<b>Funktioner</b>	Armstøtterne kan slås individuelt op.
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
<b>Rengøring</b>	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.  Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.



PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	TMA 2 armstøtte til montering på toilet, bredere pasform
<b>Varenummer</b>	R1191112000

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®