




# PRESSALIT®

## Universal-Kippankerscharnier für lift-off

### Produktnummer

DF4999  
VVS: 616810983  
EAN: 5708590341958



\*20 mm / \*\* 40 mm

### Produktkapazität

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Gewicht</b>           | 0,26 kg |
| <b>Gewicht, brutto</b>   | 0,26 kg |
| <b>Gewicht pro kolli</b> | 0 kg    |
| <b>Stück per kolli</b>   | 0       |
| <b>Stück pro Palette</b> | 0       |

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

[pressalit.com](http://pressalit.com)

# PRESSALIT®