



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Matras voor aankleedtafel 1350 mm R8705000
Kleur	VVS: 777630830 EAN: 5708590366111 HMI: 125814 Wit 
Beschrijving	Matrassen voor aankleedtafels zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren en in lengtes die aangepast zijn aan de verschillende aankleedtafels lengtes. Accessoires voor aankleedtafels Matras 760 mm x 1350 mm x 30 mm voor een aankleedtafel 1800 mm met wasvoorzieningen. Ftaalzuur-vrij
Reiniging	R8701-R8705 Bekleding (afdekking): Techmadin, ftalaatvrij Dagelijks met zeepsop reinigen en vervolgens met een vocht-tige doek schoonvegen. Regelmatig zonder wasverzachter op 60-90°C wassen. Krimp na wassen kan voorkomen. Keer niet binnenstebuiten voorafgaand aan het wassen. Mag in een droogtrommel worden gedroogd op max. 60°. Mag worden gedesinfecteerd met antiseptische doekjes. Alcohol % < 70. Gebruik geen desinfectiemiddelen die voor harde oppervlakken zijn bedoeld. Opvulling: (schuim) Het schuim bevat uitsluitend DINP-weekmakers die door de EU zijn goedgekeurd voor gebruik in artikelen voor kinderen. Was het schuim niet. Gebruik het matras om hygiëneredenen niet zonder afdekking.



PRESSALIT®

Product	Matras voor aankleedtafel 1350 mm
Artikelnummer	R8705000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®