




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	Pressalit Public Universal Desinfektionsmittelspender mit Sensor, 950 ml, gebürsteter Stahl PZ30732
<b>Produkt- beschreibung</b>	<p>VVS: 774566615 NRF: 1438660 RSK: 8920592 EAN: 5708590396361</p>  <p>Desinfektionsspender mit Edelstahlsensor für die Wandmontage. Einhand-Desinfektionspumpe mit 950-ml-Tank. Konzipiert für handelsübliche Handdesinfektionsmittel. Abschließbare Lösung. Inklusive Montagesatz.</p> <p>Inspektionsöffnung zeigt Füllstand an.</p>
<b>Materialien</b>	Europäischer rostfreier Stahl (AISI 316L)
<b>Garantie</b> <b>Reinigung</b>	<p>Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.</p> <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.</p> <p>Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.</p>

[pressalit.com](http://pressalit.com)