



PRESSALIT®

Product Varunummer	Madrass till skötbord 1400 mm R8702432
Färg	VVS:777630732 RSK:8565130 EAN:5708590366135 HMI: 125781 Mellangrå 
Beskrivning	Madrasser för skötbord finns i flera färger och i längder som är anpassade till olika skötbordslängder. Tillbehör till skötbord. Madrass 760 mm x 1400 mm x 30 mm, till 1400 mm skötbord. Ftalatfri.
Material	Överdrag: Techmadin, ftalatfri Stopping: Skum
Rengöring	Överdrag: Techmadin, ftalatfri Daglig rengöring med vatten och tvål följt av avtorkning med en fuktig trasa, samt tvätt regelbundet vid 60-90° utan sköljmedel. Krympning efter tvätt kan förekomma. Vänd inte ut och in vid tvätt. Kan torktumlas vid max 60°. Kan desinficeras med antiseptiska servetter. Alkohol < 70 %. Använd inte desinficeringsmedel som är avsedda för hårda ytor. Stopping: (skum) Skummet innehåller endast DINPmjukgörare som är godkända av EU för användning i produkter för barn. Tvätta inte skumstopningen. Använd inte madrassen utan överdraget av hygienskäl.



PRESSALIT®

Product	Madrass till skötbord 1400 mm
Varunummer	R8702432

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

8. juli 2026