




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Pressalit Choice Glasregal 58,8 x 13,5 cm, Stahl poliert Q10400
Produkt- beschreibung	<p>VVS:772471540 NRF:6190934 RSK:8892164 EAN:5708590336916</p>  <p>Lassen Sie die Pressalit Choice Badaccessoires den Ausdruck Ihres Badezimmers aufwerten und schaffen Sie einen roten Faden mit einem zeitlosen Look. Sie erhalten eine komplette Serie an Accessoires, die in jedes Badezimmer passen.</p>
Materialien	Rostfreier Stahl AISI 304, Glas, Befestigungsknoten aus Messing
Garantie Reinigung	<p>Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.</p> <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.</p> <p>Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.</p>

pressalit.com