




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Pressalit Public Classic Papierdispenser, handmatig, 500 vellen, mat zwart PY40110
Beschrijving	<p>VVS: 776135531 NRF: 1438632 RSK: 8920396 EAN: 5708590392387</p>  <p>Roestvrijstalen papierdispenser voor wandmontage. Voor ca. 500 papieren servetten. Opening met sleutel. Inclusief montagekit.</p> <p>Roestvrijstalen behuizing. Vult aan de bovenkant en heeft een inspectieopening om het vulniveau aan te geven.</p>
Materialen	Europees roestvrij staal (AISI 304)
Garantie Reiniging	<p>Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven.</p> <p>Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.</p> <p>Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.</p>

pressalit.com