



PRESSALIT®

Pressalit Selandia 522
Standaard toiletzitting in hout incl. universele scharnieren in
roestvrij staal

Artikelnummer

522456-B47999
 EAN:5708590265025

Pressalit Selandia is een traditionele zitting van massief hout.




Kleur

Kersenkleur gebeitst

Kenmerken

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Selandia", Art. Nr. 522 uit massief hout met B47 uni scharnieren uit V2A roestvrijstaal.

- hartafstand scharniergaten: 120 - 170 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- 10 jaar garantie



Design type

Sandwich

Designer

Pressalit

Design jaar

1996

Materialen

Toiletzitting:
 (455) berken, mahoniegekleurd (kleurpigment in de lak)
 (456) berken, kersengekleurd (kleurpigment in de lak)
 (607) berken natuur
 Oppervlakte: 3 x zuurhardende blanke lak.

Buffers:
 EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close):
 Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen.

Scharnieren:
 Roestvrij staal EN 1.4301 en thermoplast.

Product capaciteit

Belastbaarheid zittingring max. 240 kg

Gewicht

2,784 kg



PRESSALIT®

Pressalit Selandia 522
Standaard toiletzitting in hout incl. universele scharnieren in
roestvrij staal

Maat per stuk	457x389x68 mm
Gewicht per stuk	3,084 kg
Maat per verpakking	472x400x348 mm
Gewicht per colli	15,42 kg
Aantal per colli	5
Verpakkingen per pallet	18
Aantal per pallet	90
Reiniging	Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroest kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.
Garantie	Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen. Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com
