




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	Pressalit Public Universal Desinfektionsdispenser med sensor 950 ml, borstat stål  PZ30732
<b>Beskrivning</b>	<p>VVS: 774566615 NRF: 1438660 RSK: 8920592 EAN: 5708590396361</p>  <p>Desinfektionsdispenser med sensor i rostfritt stål för väggmontering. Enhandsdesinfektionspump med 950 ml tank. Utformad för standardhanddesinfektionsmedel. Läsbar lösning. Inkl. monteringsatts.</p> <p>Inspektionsöppning indikerar fyllnadsnivå.</p>
<b>Material</b>	Europeiskt rostfritt stål (AISI 316L)
<b>Garanti</b>	2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.
<b>Rengöring</b>	Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.
<b>WEEE</b>	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.
	Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

[pressalit.com](http://pressalit.com)