




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Choice Sæbedispenser, 330 ml, væghængt, poleret stål Q10700
Produktbeskrivelse	VVS: 774681140 NRF: 6190941 RSK: 8507853 EAN: 5708590356211  Lad Pressalit Choice tilbehør løfte udtrykket på dit badeværelse og skab sammenhæng med et tidløst look. Du får en komplet serie af tilbehør, der passer ind i ethvert badeværelse. Elegant sæbedispenser til ophæng på væggen. Giver ekstra plads på håndvasken.
Materialer	Rustfrit stål AISI 304, indsats i PE
Garanti Rengøring	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com