




PRESSALIT®

Universalscharnier für lift-off

Produktnummer

BL5999
EAN: 5708590212128



Produktkapazität

Gewicht	0,166 kg
Gewicht, brutto	0,166 kg
Gewicht pro kolli	0 kg
Stück per kolli	0
Stück pro Palette	0

Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®