



PRESSALIT®

Kipanker beslag med lift-off

Varenummer

BS42999
EAN: 5708590366722
DB: 2070096



*20 mm / ** 40 mm

Produktkapacitet

Vægt 0,185 kg

Vægt emballeret 0,185 kg

Vægt pr. kolli 0,185 kg

Antal pr. kolli 1

Antal pr. palle 0

Rengøring Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.

Garanti Der ydes 10 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.
Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com