



PRESSALIT®

Produkt	TMA 1 armstøtte til montering på toilet
Varenummer	R1170000
Farve	VVS:615723200 NRF:6191649 RSK:7828180 EAN:5708590211701 HMI: 35270 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Hvid
Produktbeskrivelse	TMA-armstøtter fås i forskellige bredder og modeller med eller uden toiletsæde. TMA 1 armstøtter til montering på toilet, inkl. R37 Dania toiletsæde med BL1999 beslag. Grå håndtag.
Justerbarhed	Fastmonteret
Materialer	Pulverlakeret, rustfrit stål. Blød polyuretan. <i>Brændbarhedstestet (ISO 8191-1). Testrapport tilgængelig.</i> Toiletsæde og låg i termoplast (urea).
Ergonomi	Solide greb der giver god støtte, og de polstrede håndtag giver komfort for hænder og arme.
Funktioner	Armstøtterne kan slås individuelt op.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.



PRESSALIT®

Produkt	TMA 1 armstøtte til montering på toilet
Varenummer	R1170000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

24. september 2026