




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	Pressalit Public Premium Hygiejneaffaldsspand 4 l, børstet stål PX30925
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>VVS: 777743415 NRF: 1438634 RSK: 8920372 EAN: 5708590392196</p>  <p>Vægmonteret hygiejneaffaldsspand med posedispenser integreret på siden, aftagelig 4 liter hygiejnespand og hængslet låg. Inkl. monteringssæt og en kasse med sanitetsposer i plastik.</p>
<b>Materialer</b>	Europæisk rustfrit stål (AISI 304)
<b>Garanti</b> <b>Rengøring</b>	<p>Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.</p> <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>

[pressalit.com](http://pressalit.com)