



# PRESSALIT®


---

## Dämpfersatz Absenkautomatik (2,0/2,0) - Neues Scharnier erforderlich

---

**Produktnummer**

A9321  
EAN:5708590356099



---

**Produktkapazität**

**Gewicht**

0,25 kg

**Gewicht, brutto**

0,25 kg

**Gewicht pro kolli**

0 kg

**Stück per kolli**

0

**Stück pro Palette**

0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz-und Druckfehler sind vorbehalten.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

PRESSALIT®