




# PRESSALIT®

## Scharnier met doorlopende pen, vast

### Artikelnummer

D28999  
EAN: 5708590290997



### Product capaciteit

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Gewicht</b>           | 0,274 kg |
| <b>Gewicht per stuk</b>  | 0,274 kg |
| <b>Gewicht per colli</b> | 0 kg     |
| <b>Aantal per colli</b>  | 0        |
| <b>Aantal per pallet</b> | 0        |

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

[pressalit.com](http://pressalit.com)

# PRESSALIT®