




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Choice Toiletpapirholder, sort krom Q50200
Produktbeskrivelse	VVS: 776482011 NRF: 6190963 RSK: 8744052 EAN: 5708590351704  Lad Pressalit Choice tilbehør løfte udtrykket på dit badeværelse og skab sammenhæng med et tidløst look. Du får en komplet serie af tilbehør, der passer ind i ethvert badeværelse.
Materialer	Rustfrit stål AISI 304, monteringsindsats i messing.
Garanti Rengøring	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com