




PRESSALIT®

Product	Douchegordijn voor PLUS toiletsteun
Artikelnummer	R9311000
Kleur	VVS:615859500 NRF:6190664 EAN:5708590314662 HMI: 71812 NBS:N13:436 Wit
Beschrijving	 <p>Douchegordijn voor 850 mm PLUS toiletsteun. Voor montage aan de onderzijde van de toiletsteun. Breedte: 1000 mm, hoogte 830 mm.</p> <p>Douchegordijn voor 850 mm PLUS toiletsteun. Voor montage aan de onderzijde van de toiletsteun. Breedte: 1000 mm, hoogte 830 mm.</p>
Materialen	Polyester
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®