



PRESSALIT®

Product Varunummer	Trådlös manöverdosa till SCT 1000/2000/2100/3000 och CT 4000 R8493
Beskrivning	EAN:5708590378350 Kan köpas som extra tillbehör eller som reservdel. Trådlös manöverdosa till SCT 1000/2000/2100/3000 och CT 4000
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®