




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Public Classic Desinfektionsdispenser med sensor, 950 ml, inkl. stativ, borstat stål PY30735
Beskrivning	<p>VVS: 774565815 NRF: 1438618 RSK: 8920392 EAN: 5708590392349</p>  <p>Desinfektionsdispenser i borstat rostfritt stål. Monterad på golvstativ. Desinfektionspump med sensor och 950 ml tank. Utformad för standard handdesinfektionsmedel. Låsbar lösning. Inkl. monteringsats.</p> <p>Inspektionsöppning indikerar fyllnadsnivå.</p>
Material	Europeiskt rostfritt stål (AISI 316L)
Garanti Rengöring	<p>2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.</p> <p>Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p>

pressalit.com