




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Duschmatratze für MSCT 1 und MSCT 4 R844717302
Farbe	VVS: 777542812 EAN: 5708590373904 HMI: 128437 Zinngrau 
Produkt- beschreibung	Duschmatratze für MSCT 1 und MSCT 4 Duschwagen, 660 x 1660 mm. Inkl. 1,6 m Schlauch. Duschmatratze für MSCT 1 und MSCT 4 Duschwagen, 660 x 1660 mm. Inkl. 1,6 m Schlauch.
Materialien	Der Matratzenbezug besteht aus geschweißtem Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung. Es ist UV-beständig und 100% wasserundurchlässig. Es enthält weder FCKW noch Latex. Die Schaumfüllung ist ein flexibler Polyurethanschaum auf Polyetherbasis, der gemäß Oeko-tex 100, Klasse I zugelassen ist.
Garantie	Für alle Pressalit-Hilfsmittel gewähren wir innerhalb von drei Jahren ab Rechnungsdatum Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Im Falle eines nachweisbaren Mangels erfolgt eine kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserem Ermessen.



PRESSALIT®

Produkt	Duschmatratze für MSCT 1 und MSCT 4
Produktnummer	R844717302
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Sprit (husholdningssprit) Tvättspit 70% Safe Zone Plus Selgiene Extreme Microsan Accel PREvention Wipes Lingettes Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.

pressalit.com