




# PRESSALIT®

## Vast scharnier

### Artikelnummer

DA8999  
VVS: 616810878  
EAN: 5708590315058



### Product capaciteit

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Gewicht</b>           | 0,176 kg |
| <b>Gewicht per stuk</b>  | 0,176 kg |
| <b>Gewicht per colli</b> | 0 kg     |
| <b>Aantal per colli</b>  | 0        |
| <b>Aantal per pallet</b> | 0        |

Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

[pressalit.com](http://pressalit.com)