




Produkt Produktnummer	TMA 2 Armstütze zur Montage auf Toilette, breitere Passform R1191112000
Farbe	VVS:615724100 NRF:6190325 EAN:5708590376240 HMI: 130727 DB: 2510918 FDA: ILS/D135866 Weiß
Produkt- beschreibung	 <p>Die TMA-Armstützen gibt es in verschiedenen Breiten und in Modellen mit oder ohne Toilettensitz.</p> <p>TMA 2 Armstütze für Montage auf Toilette, inkl. mit BL1999 Scharnier. Dunkelgraue Griffe.</p> <p>BL1 Scharnier, der nur mit R26, R27, R28, R29, R37 oder R38.</p>
Verstellung	Festmontage
Materialien	Pulverbeschichteter Edelstahl. Weiches Polyurethan. <i>Entflammbarkeitsgeprüft (ISO 8191-1). Testbericht verfügbar.</i>
Ergonomie	Die soliden Armstützen geben einen guten Halt und die gepolsterten Griffe sind angenehm für Arme und Hände.
Funktionen	Die Armstützen sind individuell hochklappbar.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.



PRESSALIT®

Produkt	TMA 2 Armstütze zur Montage auf Toilette, breitere Passform
Produktnummer	R1191112000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®