



PRESSALIT®

Puffer mit Schraube 100 mm

Produktnummer


T9804

EAN:5708590183930

Puffer mit Schraube 100 mm

Beschreibung

Puffer mit Schraube 100 mm



Produktkapazität

Gewicht

0,1 kg

Gewicht, brutto

0,1 kg

Gewicht pro kolli

0 kg

Stück per kolli

0

Stück pro Palette

0

Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.

pressalit.com
