




PRESSALIT®

Produkt	Sengehest til opklappelige pusleborde
Varenummer	RB1925000
	VVS: 777633760 RSK: 8565156 EAN: 5708590397702
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	 Sengehest 1600 mm, til opklappelige pusleborde. Bør bestilles sammen med puslebordet, da eftermontering kan være besværligt. Vi anbefaler at der bruges en sengehest, der er lidt kortere end selve puslebordet.
Materialer	Pulverlakeret stål.

pressalit.com