



# PRESSALIT®

---

## Buffert till sits, ovala, grå

---

### Varunummer

A4033  
VVS: 616810333  
EAN: 5708590189635



---

### Produktkapacitet

---

**Vikt** 0,0029 kg

**Vikt per kolli** 0,0029 kg

**Vikt per kolli** 13,05 kg

**Antal per kolli** 4500

**Antal per pall** 0

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---